

EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z840 Workstationの互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)



Slot1		Quadro K420	NVS315	MED-X5000	MED-X4900	MED-X3900	
(PCI-ExpressX16) Driver		Ver.340.52Q	Ver.340.52Q	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	
Slot2		-	-	-	-	-	
(PCI-ExpressX16) Driver		-	-	-	-	-	
RadiForce G&R-Series	5MP mono	GX540	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP mono	GX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP mono	GX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	8MP color	RX850	Yes*2	Yes	Yes	Yes	Yes
	6MP color	RX650	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	4MP color	RX440	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP color	RX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	RX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	RS110	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RadiForce MX-Series	3.7MP color	MX270W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2.3MP color	MX242W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	MX215	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	MX191	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

※1 互換性確認用PCの詳細

(CPU Intel® Xeon E5-2699V3 processor(2.3GHz)/ Memory 64GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16

※2 Mosaicは使用できません

【互換性テストのチェック項目】

- ・BIOS画面が正常に表示される
- ・指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・モニターが自動で認識される
- ・RadiCSによるTG-18QC/パターンが正常に表示される
- ・RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご承願います。EIZO社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

☆弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z640 Workstationの互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)



Slot1		Quadro K420	NVS315	MED-X5000	MED-X4900	MED-X3900	
(PCI-ExpressX16) Driver		Ver.340.52Q	Ver.340.52Q	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	
Slot2		-	-	-	-	-	
(PCI-ExpressX16) Driver		-	-	-	-	-	
RadiForce G&R-Series	5MP mono	GX540	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP mono	GX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP mono	GX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	8MP color	RX850	Yes*2	Yes	Yes	Yes	Yes
	6MP color	RX650	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	4MP color	RX440	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP color	RX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	RX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	RS110	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RadiForce MX-Series	3.7MP color	MX270W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2.3MP color	MX242W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	MX215	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	MX191	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

※1 互換性確認用PCの詳細

(CPU Intel® Xeon E5-2637V3 processor(3.5GHz)/ Memory 32GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16

※2 Mosaicは使用できません

【互換性テストのチェック項目】

- ・BIOS画面が正常に表示される
- ・指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・モニターが自動で認識される
- ・RadiCSによるTG-18QC/パターンが正常に表示される
- ・RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご承願います。EIZO社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

※弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z440 Workstationの互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)



Slot1		Quadro K420	NVS315	MED-X5000	MED-X4900	MED-X3900	
(PCI-Express×16) Driver		Ver.340.52Q	Ver.340.52Q	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	
Slot2		-	-	-	-	-	
(PCI-Express×16) Driver		-	-	-	-	-	
RadiForce G&R-Series	5MP mono	GX540	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP mono	GX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP mono	GX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	8MP color	RX850	Yes*2	Yes	Yes	Yes	Yes
	6MP color	RX650	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	4MP color	RX440	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP color	RX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	RX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	RS110	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RadiForce MX-Series	3.7MP color	MX270W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2.3MP color	MX242W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	MX215	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	MX191	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

※1 互換性確認用PCの詳細

(CPU Intel® Xeon E5-1620V3 processor(3.5GHz)/ Memory 32GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.16)

※2 Mosaicは使用できません

【互換性テストのチェック項目】

- ・BIOS画面が正常に表示される
- ・指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・モニターが自動で認識される
- ・RadiCSによるTG-18QC/パターンが正常に表示される
- ・RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご承願います。EIZO社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

※弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z230 の互換性一覧



Windows 7 Professional (64bit)

Slot1		Quadro K420	NVS315	MED-X5000	MED-X4900	MED-X3900	
(PCI-Express×16) Driver		Ver.340.52Q	Ver.340.52Q	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	Ver.13.352.1009.1003	
Slot2		-	-	-	-	-	
(PCI-Express×16) Driver		-	-	-	-	-	
RadiForce G&R-Series	5MP mono	GX540	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP mono	GX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP mono	GX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	8MP color	RX850	Yes ※2	Yes	Yes	Yes	Yes
	6MP color	RX650	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	4MP color	RX440	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	3MP color	RX340	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	RX240	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	RS110	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RadiForce MX-Series	3.7MP color	MX270W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2.3MP color	MX242W	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	2MP color	MX215	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	1MP color	MX191	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

※1 互換性確認用PCの詳細

(CPU Intel® Xeon E3-1225V3 processor(3.2GHz)/ Memory 8GB / HDD 500MB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.42

※2 Mosaicは使用できません

【互換性テストのチェック項目】

- BIOS画面が正常に表示される
- 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- モニターが自動で認識される
- RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご承願います。EIZO社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

★弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z230SFF の互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)



Slot1		Quadro K420	NVS315	MED-X3900	
(PCI-Express×16) Driver		Ver.340.52Q	Ver.340.52	Ver.13.352.1009.100	
Slot2		-	-	-	
(PCI-Express×16) Driver		-	-	-	
RadiForce G&R-Series	5MP mono	GX540	Yes	Yes	Yes
	3MP mono	GX340	Yes	Yes	Yes
	2MP mono	GX240	Yes	Yes	Yes
	8MP color	RX850	Yes※2	Yes	Yes
	6MP color	RX650	Yes	Yes	Yes
	4MP color	RX440	Yes	Yes	Yes
	3MP color	RX340	Yes	Yes	Yes
	2MP color	RX240	Yes	Yes	Yes
1MP color	RS110	Yes	Yes	Yes	
RadiForce MX-Series	3.7MP color	MX270W	Yes	Yes	Yes
	2.3MP color	MX242W	Yes	Yes	Yes
	2MP color	MX215	Yes	Yes	Yes
	1MP color	MX191	Yes	Yes	Yes

※1 互換性確認用PCの詳細

(CPU Intel® Xeon E3-1225V3 processor(3.2GHz)/ Memory 8GB / HDD 500MB / Drive DVD-ROM) BIOS Ver.1.42

※2 Mosaicは使用できません

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。EIZO 社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

☆弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかつたりサポートを受けられない場合があります。