

TOTOKU医用画像表示モニターと HP Z210 Workstationの互換性一覧

TOTOKU



検証 OS : Windows® 7 Professional (32bit)

グラフィックスカード ▶		LV22E6-N1 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E6-N16 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E7-N16 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E8-N16 Ver. 8.17.12.7614	LV32E3-M16 Ver. 2.7.1.6
モニター ▼						
5M モノクロ	MS53i2	非対応	●	●	●	非対応
	MS51i2	非対応	●	●	●	非対応
	ME551i2	非対応	●	●	●	非対応
3M モノクロ	MS33i2	非対応	●	●	●	●
	MS31i2	非対応	●	●	●	●
	ME355i2	非対応	●	●	●	●
3M カラー	CCL356i2	非対応	●	●	●	●
	CCL354i2	非対応	●	●	●	●
	CCL352i2	非対応	●	●	●	●
2M モノクロ	MS23i2	●	●	●	●	●
	MS21i2	●	●	●	●	●
	ME253i2	●	●	●	●	●
2M カラー	CCL256i2	●	●	●	●	●
	CCL254i2	●	●	●	●	●
	CCL208	●	●	●	●	●
2.3M カラー	CCL240	●	●	●	●	●

☆ この情報は株式会社JVCケンウッドでの互換性確認結果です。グラフィックスカードの動作を保証するものではないことをご了承願います。
2012年4月現在

【互換性確認用 HP Z210 詳細】

Windows® 7 (32bit)
RestoreDVD
・ 641033-B21 (Disc1)
・ 641034-B21 (Disc2)
BIOS: v01.09

【互換性テストのチェック項目】

検証内容

1. グラフィックスカードのドライバが正常にインストールできる
2. インストール後にグラフィックスカードが正常に認識される
3. モニタに応じた解像度を正常に表示できる
4. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアの各種パターンが正常に表示される
5. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアによるキャリブレーションが正常に動作する
6. グラフィックスカードのドライバが正常にアンインストールできる



TOTOKU医用画像表示モニターと HP Z210 Workstationの互換性一覧

TOTOKU



検証 OS : Windows® 7 Professional (64bit)

グラフィックスカード ▶		LV22E6-N1 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E6-N16 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E7-N16 Ver. 8.17.12.7614	LVU2E8-N16 Ver. 8.17.12.7614	LV32E3-M16 Ver. 2.7.1.6
モニター ▼						
5M モノクロ	MS53i2	非対応	●	●	●	非対応
	MS51i2	非対応	●	●	●	非対応
	ME551i2	非対応	●	●	●	非対応
3M モノクロ	MS33i2	非対応	●	●	●	●
	MS31i2	非対応	●	●	●	●
	ME355i2	非対応	●	●	●	●
3M カラー	CCL356i2	非対応	●	●	●	●
	CCL354i2	非対応	●	●	●	●
	CCL352i2	非対応	●	●	●	●
2M モノクロ	MS23i2	●	●	●	●	●
	MS21i2	●	●	●	●	●
	ME253i2	●	●	●	●	●
2M カラー	CCL256i2	●	●	●	●	●
	CCL254i2	●	●	●	●	●
	CCL208	●	●	●	●	●
2.3M カラー	CCL240	●	●	●	●	●

☆ この情報は株式会社JVCケンウッドでの互換性確認結果です。グラフィックスカードの動作を保証するものではないことをご了承願います。
2012年4月現在

【互換性確認用 HP Z210 詳細】

Windows® 7 (64bit)
RestoreDVD
・ 641036-B21 (Disc1)
・ 641037-B21 (Disc2)
BIOS: v01.09

【互換性テストのチェック項目】

検証内容

1. グラフィックスカードのドライバが正常にインストールできる
2. インストール後にグラフィックスカードが正常に認識される
3. モニタに応じた解像度を正常に表示できる
4. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアの各種パターンが正常に表示される
5. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアによるキャリブレーションが正常に動作する
6. グラフィックスカードのドライバが正常にアンインストールできる

