

ナナオ社製医用画像表示モニターと HP Z600 Workstation の互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)にて検証



グラフィックスカード (PCI-Express x 16)			NVIDIA Quadro NVS300 Ver.270.71	NVIDIA Quadro 400 Ver.270.71	NVIDIA Quadro 600 Ver.270.71	NVIDIA Quadro 2000 Ver.270.71
RadiForce G&R-Series	5MP モノクロ	GX530	—	●	●	●
		GS521	—	●	●	●
	3MP モノクロ	GX320	● ※1	●	●	●
		GS320	● ※1	●	●	●
	4MP カラー	RX430	—	●	●	●
	3MP カラー	RX320	● ※1	●	●	●
	2MP モノクロ	GX220	●	●	●	●
		GS220	●	●	●	●
	2MP カラー	RX220	●	●	●	●
		RS210	●	●	●	●
	1MP モノクロ	SMD19102	●	●	●	●
	1MP カラー	RS110	●	●	●	●
RadiForce MX-Series	2.3MP カラー	MX241W	●	●	●	●
		MX240W	●	●	●	●
		MX220W	●	●	●	●
	2MP カラー	MX210	●	●	●	●
	1MP カラー	MX191	●	●	●	●
		MS170	●	●	●	●

● : 対応 × : 非対応

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS 画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常に OS に認識される。
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレート、駆動方式が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCS による TG-18QC パターンが正常に表示される
- ・ RadiCS のキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ システムスタンバイ状態から正常復帰する
- ・ システム休止状態から正常復帰する

【互換性確認用 PC の詳細】

システム HP Z600/Xeon E5504 (2.00Ghz), Memory 3GB, HDD SATA 250GB x 2
 ※BIOS:Ver.3.19
 ・RestoreDVD 2011-03 Z400,Z600,Z800 Windows7 Pro 32/64bit (617123-B25)
 ・OS DVD Windows7 pro 32/64bit (589203-B21)
 ・Lang Pack DVD for Windows 7 32/64bit (589209-B21)

※1 ハードウェアポートレート時にフリーズする

☆弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかつたりサポートを受けられない場合があります。

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご承願います。ナナオ社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

ナナオ社製医用画像表示モニターと HP Z600 Workstation の互換性一覧

Windows 7 Professional (32bit)にて検証



グラフィックスカード 1stスロット (PCI-Express x 16)		AMD FireProV5800 Ver.8.743.3.2	AMD FireProV5800 Ver.8.743.3.2	AMD FireProV4800 Ver.8.743.3.2	AMD FireMV 2250 Ver.8.593.100.6a	NVIDIA Quadro NVS290 Ver.191.66	NVIDIA Quadro FX380 Ver.191.66	Matrox Xenia Pro VVer.2.9.1.66
グラフィックスカード 2ndスロット (PCI-Express x 16)		—	AMD FireProV4800 Ver.8.743.3.2	—	AMD FireMV 2250 Ver.8.593.100.6a	NVIDIA Quadro NVS290 Ver.191.66	NVIDIA Quadro FX380 Ver.191.66	—
RadiForce 5MP モノクロ	GS521	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 3MP モノクロ	GX320	●	●	●	●	●	●	●
	GS320	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 3MP カラー	RX320	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP モノクロ	GX220	●	●	●	●	●	●	●
	GS220	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP カラー	RX220	●	●	●	●	●	●	●
	RX211	●	●	●	●	●	●	●
	RS210	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP モノクロ	G11	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP カラー	RS110	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 4MP ワイド	MX300W	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2.3MP ワイド	MX241W	●	●	●	●	●	●	●
	MX240W	●	●	●	●	●	●	●
	MX220W	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP	MX210	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP	MX191	●	●	●	●	●	●	●
	MS170	●	●	●	●	●	●	●

●: 対応 ×: 非対応

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS 画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常に OS に認識される。
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレート、駆動方式が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCS による TG -18QC パターンが正常に表示される
- ・ RadiCS のキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ システムスタンバイ状態から正常復帰する
- ・ システム休止状態から正常復帰する

【互換性確認用 PC の詳細】

システム HP Z600/CPU Xeon E5504 (2.00Ghz) / 3GB メモリ / 250GB HDD x 2 / DVD SuperMulti / Graphics NVS295 | ※BIOS v3.10A 設定は工場出荷状態

☆弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。ナナオ社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。

ナナオ社製医用画像表示モニターと HP Z600 Workstation の互換性一覧

Windows XP Professional SP3 (32bit)にて検証



グラフィックスカード 1stスロット (PCI-Express x 16)		AMD FireProV5800 Ver.8.743.3.2	AMD FireProV5800 Ver.8.743.3.2	AMD FireProV4800 Ver.8.743.3.2	AMD FireMV 2250 Ver.8.593.100.6a	NVIDIA Quadro NVS290 Ver.191.66	NVIDIA Quadro FX380 Ver.191.66	Matrox Xenia Pro Ver.2.7.3.11
グラフィックスカード 2ndスロット (PCI-Express x 16)		—	AMD FireProV4800 Ver.8.743.3.2	AMD FireProV4800 Ver.8.743.3.2	AMD FireMV 2250 Ver.8.593.100.6a	NVIDIA Quadro NVS290 Ver.191.66	NVIDIA Quadro FX380 Ver.191.66	—
RadiForce 5MP モノクロ	GS521	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 3MP モノクロ	GX320	●	●	●	●	●	●	●
	GS320	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 3MP カラー	RX320	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP モノクロ	GX220	●	●	●	●	●	●	●
	GS220	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP カラー	RX220	●	●	●	●	●	●	●
	RX211	●	●	●	●	●	●	●
	RS210	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP モノクロ	G11	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP カラー	RS110	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 4MP ワイド	MX300W	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2.3MP ワイド	MX241W	●	●	●	●	●	●	●
	MX240W	●	●	●	●	●	●	●
	MX220W	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 2MP	MX210	●	●	●	●	●	●	●
RadiForce 1MP	MX191	●	●	●	●	●	●	●
	MS170	●	●	●	●	●	●	●

●: 対応 ×: 非対応

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS 画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常に OS に認識される。
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレート、駆動方式が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCS による TG-18QC パターンが正常に表示される
- ・ RadiCS のキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ システムスタンバイ状態から正常復帰する
- ・ システム休止状態から正常復帰する

【互換性確認用 PC の詳細】

システム HP Z600/CPU Xeon E5504 (2.00Ghz) / 3GB メモリ / 250GB HDD x 2 / DVD SuperMulti / Graphics NVS295 | ※BIOS v3.10A 設定は工場出荷状態

☆弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。ナナオ社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。