

# EIZO 社製医用画像表示モニターと HP Z420 の互換性一覧



グラフィックスカード		NVS 315 Ver.331.82	Quadro K2000 Ver.331.82	MED-X5000 Ver.12.104.2	MED-X4900 Ver.12.104.2	MED-X3900 Ver.12.104.2
<b>Slot 1</b> (PCI-Express x16)						
<b>Slot 2</b> (PCI-Express x16)		NVS 315 Ver.331.82	None	None	None	None
5MP mono	<b>GX540</b>	●	●	●	●	●
3MP mono	<b>GX340</b>	●	●	●	●	●
	<b>GS320</b>	●	●	●	●	●
2MP mono	<b>GX240</b>	●	●	●	●	●
	<b>GS220</b>	●	●	●	●	●
8MP Color	<b>RX850</b>	●	●	●	●	●※1
	<b>RX840</b>	●	●	●	●	●※1
6MP Color	<b>RX650</b>	●	●	●	●	●※1
4MP Color	<b>RX440</b>	●	●	●	●	●
	<b>RX430</b>	●	●	●	●	●
3MP Color	<b>RX340</b>	●	●	●	●	●
	<b>RX320</b>	●	●	●	●	●
2MP Color	<b>RX240</b>	●	●	●	●	●
1MP Color	<b>RS110</b>	●	●	●	●	●
3.7MP Color	<b>MX270W</b>	●	●	●	●	●
2.3MP Color	<b>MX241W</b>	●	●	●	●	●
2MP Color	<b>MX215</b>	●	●	●	●	●
	<b>MX210</b>	●	●	●	●	●
1MP Color	<b>MX191</b>	●	●	●	●	●

※1 2 系統とも DVI で接続してください。

● : 対応    ✕ : 非対応

## 【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS 画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常に OS に認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ プラグアンドプレイでのモニターの認識
- ・ RadiCS による TG-18QC パターンが正常に表示される
- ・ RadiCS のキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ / スリープ / 再起動 / シャットダウンが正常に動作する

## 【互換性確認用 PC の詳細】

OS Windows® 7 Professional 64bit (SP1)  
 システム CPU インテル® Xeon E5-1620V2プロセッサ(3.7GHz)  
 Memory 16GB / HDD 1TB / Drive DVD-ROM  
 BIOS Ver.3.65

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。EIZO 社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。  
 ☆弊社純正グラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかつたりサポートを受けられない場合があります。